


A3 REPORT & PROBLEM SOLVING

Tema/Judul :

Menghilangkan potensi penglihatan mikroskop tidak jelas

I. MENENTUKAN TEMA



dari data di atas belum ada SOP mengenai pembersihan mikroskop

TEMA : Menghilangkan potensi penglihatan mikroskop tidak jelas

II. TARGET


Kondisi awal

- pandangan blur saat menggunakan mikroskop
- Belum ada SOP pembersihan lensa mikroskop
- sebanyak 5x dalam 1 bulan user kesulitan mencari lapang pandang

Target

- pandangan tidak blur
- ditambahkan poin pembersihan lensa mikroskop
- tidak lagi kesulitan mencari lapang pandang

III. ANALISA KONDISI YG ADA



V. RENCANA PENANGGULANGAN & VI. PENANGGULANGAN

Faktor	What		Why & How	Where	When	Who
	Penyebab	Pelaksanaan	Keterangan	Dimana	kapan	PIC
Methode	Tidak ada SOP pembersihan mikroskop yang jelas	Menambahkan poin pembersihan mikroskop pada WI mikroskop	User kesulitan melihat lapang pandang pada mikroskop karena lensa bagian dalam kotor, penyelesaiannya di tambahkan poin pembersihan mikroskop pada WI mikroskop	Lab Mikro	Maret	Dipa Anggi

Tindakan perbaikan

- Menghilangkan potensi penglihatan mikroskop tidak jelas

Bagaimana

- Menambahkan poin untuk pembersihan mikroskop pada WI mikroskop

Hasil


- user mudah membersihkan mikroskop

Keterangan

- Oke

Disetujui	Diperiksa	Dibuat
		
NAF	MZA	DAA

IV. ANALISA PENYEBAB



VII. EVALUASI HASIL dan DAMPAK QCMPES

PARAMETER	SEBELUM	SESUDAH
Quality	lapang pandang blur berpotensi salah pembacaan	lapang pandang jelas
cost	biaya pengecekan vendor 10 jt	tidak perlu pengecekan vendor
Delivery	Waktu pengamatan 20 menit karena lapang pandang blur	Waktu turun jadi 5-7 menit,
Moral	user kesulitan saat pengamatan karena blur	user tidak lagi kesulitan saat pengamatan
productivity	waktu 20 menit untuk mencari lapang pandang untuk 1 sampel	waktu 20 menit bisa untuk mengerjakan 4 sampel

VIII. STANDARISASI & TINDAK LANJUT

Mensosialisasikan kepada analis di laboratorium Mikrobiologi

